

# SÖHNGEN®



## aluderm® AquaCool

Das Verbrennungs-Set  
zur Erstversorgung  
von Brandverletzten



Die weiche Auflagematte aus **aluderm®** garantiert

- weiche Polsterung
- kein Verkleben mit der Wunde
- hohe Wasserspeicherfähigkeit

# S'OHNGEN®



Wasser wird wie in einem Schwamm gespeichert und sorgt für Feuchtigkeit und Kühlung

# S'OHNGEN®



Das Notfall-Mobiltuch Plus ermöglicht einen besonders sicheren und schonenden Transport des Brandverletzten

# S'OHNGEN®



## Anwendung:

- Notfall-Mobiltuch Plus ausbreiten
- **aluderm®**-Auflage auflegen
- Bei Kaltwasserversorgung die Auflage gut durchfeuchten
- Patient auf die Aluminiumseite legen
- Wunden mit **aluderm®** Einzelverbänden versorgen
- Patient mit **aluderm®**- Bettuch abdecken
- Mobiltuch leicht fixieren



Das komplette Set enthält:

- 2 **aluderm**®-Auflagen AquaCool
- 1 Mobiltuch Plus
- 1 Versorgungstasche mit 4 l sterilem Wasser, **aluderm**®-Spezialverbänden, Sirius-Rettungsdecken und anderen Verbandmitteln

- 1** Bitte **zuerst** Button 1 anklicken
- 2** dann Button 2 klicken und Sie gelangen wieder zum Katalog